

RescueNet AmbulancePad

Release Notes

Software Release 1.9.4

March 2020



© 2020 by ZOLL. All rights reserved.

ZOLL and RescueNet are registered trademarks of ZOLL Medical Corporation. RescueNet AmbulancePad, M Series, E Series, X Series, AED Plus, and AED Pro are trademarks of ZOLL Medical Corporation.

Other product and company names may be the trademarks of their respective owners.

Inhaltsverzeichnis / Table des matières / Table of contents

GERMAN	2
FRENCH	4
ENGLISH	6

GERMAN

■ Admin Portal

- Geräte können nun bei Verlust oder Diebstahl über das Admin Portal gesperrt werden *
- Erweiterung der Stammdaten für Sonderziele um das Datenfeld „Info“, in welchem Zusatzinformationen zu einem Sonderziel hinterlegt werden können (z.B. Standort Drucker, Faxgerät, etc.). Diese Zusatzinformationen werden im „Druckdialog“ in AmbulancePad angezeigt, wenn ein entsprechendes Sonderziel ausgewählt wurde.
- Erweiterte Sicherheitseinstellungen im Bereich Passwortmanagement *
- Erweiterte Sicherheits- und Exporteinstellungen *

* Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Admin Portals.

■ AmbulancePad

- Beim manuellen Überschreiben von Zeitstempeln, die über das Einsatzleitsystem übermittelt wurden, werden nun die original Zeitstempel ebenfalls gespeichert und stehen somit zu Auswertungszwecken zur Verfügung.
- Die Transportverweigerung wurde um einen Formularabschnitt erweitert, der durch den Rettungsdienst auszufüllen ist. Dieser Abschnitt ist optional und kann im Bereich der Stammdaten des Admin Portals ein- bzw. ausgeschaltet werden.
- Die Transportverweigerung steht nun auch in Spanisch zur Verfügung.
- Die Eingabe des ICD10 kann nun zusätzlich zu der Auswahl aus einer Liste direkt über die Tastatur erfolgen.
- Beim Erfassen einer Erkrankung wird der ICD10 Code automatisch eingefügt, sofern dieser in den Stammdaten der Erkrankungen entsprechend hinterlegt wurde.
- Die übergeordnete Einsatz- bzw. Protokollnummer wurde dem Ausdruck hinzugefügt.
- Diverse Erweiterungen bei der Erfassung von Daten für das Reanimationsregister.
- Das Icon für ein erfasstes EKG im grafischen Verlauf wurde von Zeile 1 nach Zeile 3 verschoben um eventuelle Überlagerungen zu vermeiden.
- Das Euro Symbol im Bereich Abrechnung wurde durch ein neutrales Symbol ersetzt.
- Medikamentendialog: Das „Suchfeld“ zur Auswahl eines Medikamentes wurde über die Auswahlliste verschoben, um das überdecken des Feldes durch die Tastatur zu verhindern.
- Den Bereichen „Einsatzdaten“ und „Transportziel“ wurde zum Löschen der Einsatzadresse bzw. der Transportadresse ein „Löschen-Button“ hinzugefügt.
- Im Bereich „Diagnose“ wurde das Feld zur Dokumentation von zusätzlichen Kommentaren in einen Dialog verschoben.
- Die Qualität/Auflösung der Gerätekamera kann nun je nach verwendetem Gerätetyp entsprechend eingestellt werden. Bitte kontaktieren Sie hierzu unseren technischen Support.
- Das Benutzerkennwort kann nun direkt aus der Anwendung heraus geändert werden.

- **Bug Fix**

- Bildschirmtastatur überlagert Zahleneingabe.
Zusätzliche Voraussetzung:
 - Windows 10 Version 1909
 - Tablet Modus = abgeschaltet
 - DisableNewKeyboardBehavior registry key muß installiert sein.
- Auswählen aus Listen werden teilweise nicht übernommen
- Medumat Beatmungsgerät – Bei Beatmungsform PCV werden keine zusätzlichen Parameter übernommen
- Beim Öffnen eines Diagnose-Detailbereiches öffnet sich teilweise ein anderer Dialog
- Die Visualisierung der Pflichtanzeige beim Geburtsdatum des Patienten bleibt bestehen, obwohl die Pflicht aufgehoben wurde.

- **Schnittstellen**

- Erweiterte Datenübernahme aus Schiller Touch 7
 - EKG
 - Schock
 - SpMet
 - SpCO
- Anbindung des Einsatzleitsystems ‚CELIOS 7‘ der Firma CKS Systeme GmbH
- Anbindung der Abrechnungssoftware ‚CEVAS‘ der Firma CKS Systeme GmbH
- Anbindung des Einsatzleitsystems ‚secur.CIS‘ der Firma ids Secur Systems GmbH

FRENCH

▪ Portail Administratif

- Les appareils peuvent désormais être verrouillés en cas de perte ou de vol via le portail d'administration *.
- Extension de la base de données pour les installations spéciales par le champ "Info", dans lequel les informations supplémentaires d'une installation peuvent être stockées (par exemple l'emplacement de l'imprimante, du télécopieur, etc.). Ces informations supplémentaires sont affichées dans la boîte de dialogue d'impression d'AmbulancePad lorsque l'établissement correspondant a été sélectionné.
- Paramètres de sécurité étendus dans la zone de gestion des mots de passe *
- Paramètres de sécurité et d'exportation avancés *

* Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au manuel d'utilisation du portail administratif.

▪ AmbulancePad

- Lors de l'écrasement manuel des horodatages transmis via le système CAD les horodatages originaux sont désormais également sauvegardés et sont disponibles pour les statistiques.
- Une section a été ajoutée au formulaire de refus de transport. Elle doit être rempli par le service de secours. Cette section est facultative et peut être activée ou désactivée dans la zone de la base de données du portail administratif.
- Le refus de transport est désormais également disponible en espagnol.
- La CIM10 peut désormais être saisie directement au clavier en plus de la sélection dans une liste.
- Lors de la saisie d'une maladie, le code CIM10 correspondant sera automatiquement inséré
- Le numéro de série principal a été ajouté à l'impression.
- Diverses améliorations pour la saisie des données du registre de réanimation (Allemagne uniquement).
- L'icône d'ECG saisi dans la section de tendances a été déplacée de la ligne 1 à la ligne 3 pour éviter d'éventuels chevauchements.
- Le symbole de l'euro dans la zone de facturation a été remplacé par un symbole neutre.
- Boîte de dialogue médicaments : Le "champ de recherche" pour la sélection d'un médicament a été déplacé au-dessus de la liste de sélection pour éviter que le champ ne soit couvert par le clavier.
- Un bouton "Supprimer" a été ajouté aux sections "Données de service" et "Destination de transport" pour supprimer respectivement l'adresse du lieu de l'incident et l'adresse de transport.
- Dans la zone "Diagnostic", le champ pour la documentation des commentaires supplémentaires a été déplacé vers une boîte de dialogue.

- La qualité/résolution de la caméra de l'appareil peut maintenant être réglée en fonction du type d'appareil utilisé. Veuillez contacter notre support technique si des modifications sont nécessaires.
- Le mot de passe de l'utilisateur peut maintenant être modifié directement à partir de l'application
- **Correction de bogues**
 - Le clavier à l'écran recouvre la saisie numérique.
Exigence supplémentaire :
 - Windows 10 Version 1909
 - Mode tablette = désactivé
 - DésactiverNewKeyboard La clé de registre du comportement doit être installée.
 - Les sélections dans les listes ne sont pas acceptées en partie
 - Ventilateur Medumat - Aucun paramètre supplémentaire n'est accepté pour le formulaire de ventilation du PCV
 - Lors de l'ouverture d'une zone de diagnostic, une autre boîte de dialogue s'ouvre parfois
 - La visualisation obligatoire de la date de naissance du patient demeure, même lorsque la déclaration obligatoire a été retirée.
- **Interfaces**
 - Transfert de données étendu à partir de Schiller Touch 7
 - ECG
 - Chocs
 - SpMet
 - SpCO
 - Connexion du système de contrôle des missions "CELIOS 7" de la société CKS Systeme GmbH
 - Connexion du logiciel de comptabilité "CEVAS" de la société CKS Systeme GmbH
 - Connexion du système de contrôle des missions " secur.CIS " de la société ids Secur Systems GmbH

ENGLISH

■ Admin Portal

- Devices can now be locked in case of loss or theft via the Admin Portal *
- Extension of the master data for special facilities by the data field "Info", in which additional information for a facility can be stored (e.g. location of printer, fax machine, etc.). This additional information is displayed in the "Print dialog" in AmbulancePad when a corresponding facility has been selected.
- Extended security settings in the password management area *
- Advanced security and export settings *

* For further information, please refer to the user manual of the Admin Portal.

■ AmbulancePad

- When manually overwriting time stamps that have been transmitted via the CAD system, the original time stamps are now also saved and are available for statistics.
- A form section has been added to the transport refusal form, which must be filled out by the rescue service. This section is optional and can be switched on or off in the master data area of the Admin Portal.
- The transport refusal is now also available in Spanish.
- The ICD10 can now be entered directly via the keyboard in addition to selecting from a list.
- When entering an illness, the corresponding ICD10 code will be automatically inserted (in case that it has been entered accordingly in the master data of the illness).
- The master run number has been added to the printout.
- Various enhancements for entering data for the resuscitation register (Germany only).
- The icon for an entered ECG in the graphical trending section has been moved from line 1 to line 3 to avoid possible overlaps.
- The Euro symbol in the billing area has been replaced by a neutral symbol.
- Medicine dialog: The "search field" for selecting a drug has been moved above the selection list to prevent the field from being covered by the keyboard.
- A "Delete" button has been added to the "Duty Data" and "Transport Destination" sections to delete the incident location address and the transport address respectively.
- In the area "Diagnosis" the field for documentation of additional comments has been moved to a dialog.
- The quality/resolution of the device camera can now be set according to the device type used. Please contact our technical support if changes are required.
- The user password can now be changed directly from the application

- **Bug Fix**
 - On-screen keyboard overlays numeric input.
Additional requirement:
 - Windows 10 Version 1909
 - Tablet mode = switched off
 - DisableNewKeyboardBehavior registry key must be installed.
 - Selections from lists are partially not accepted
 - Medumat ventilator - No additional parameters are accepted for PCV ventilation form
 - When opening a diagnostic detail area, another dialog sometimes opens
 - The mandatory visualization at the patient's date of birth remains, even when the mandatory declaration has been removed.
- **Interfaces**
- Extended data transfer from Schiller Touch 7
 - ECG
 - Shock
 - SpMet
 - SpCO
- Connection of the mission control system 'CELIOS 7' of the company CKS Systeme GmbH
- Connection of the accounting software 'CEVAS' of the company CKS Systeme GmbH
- Connection of the mission control system secur.CIS ' of the company ids Secur Systems GmbH